

CUDA[®]

SURGICAL

ELITE 300

Fuente de luz Xenon



ELITE 300 Fuente de luz Xenon 300 W grado médico

- Potente fuente de luz brillante "luz de día" de alta calidad.
- Color temperatura: 5600°K.
- Vida media de la bombilla: 650 horas de media.
- Display medidor de horas en el panel trasero.
- Módulo de bombilla extraíble con puerto de acceso para un cambio sencillo.
- Control de intensidad variable desde 0-100%.
- Nuevo diseño ergonómico con torreta Multi-puerto (ACMI, Wolf, Storz, Olympus).
- Alimentación PFC, acepta un amplio rango de entrada de corriente para operar en cualquier parte del mundo.
- Regulaciones aprobadas: UL 60601, CSA, IEC 60601-1-2, marcado **CE**.
- Dimensiones: 12,7 cm Alto X 25,4 cm Profundo X 35,5 cm Largo.
- Peso: 6 Kg.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

ab
medica sa.

Jericó 10 bis interior - 08035 BARCELONA Telf. 932 541 540 Fax 934 185 140
Rodríguez San Pedro 41 - 28015 MADRID Telf. 915 433 559 Fax 915 447 578
APARTADO CORREOS 6.178 - SEVILLA - 41080 Telf. 954 373 156 Fax 954 373 156
www.abmedica.es • www.abmedica.eu • www.abmedic.com