



## **LLS-2000 / LLS-1000** **50W Estado Sólido** **Fuentes de luz LED**



*Premiun LLS-2000 con torreta de 4 puertos*



*Estándar LLS-1000 con torreta de 4 puertos*

### **LLS-2000 / LLS-1000 Fuentes de luz grado médico 50W LED**

- Fuentes compactas, eficientes y durables con luz brillante "luz de día" de alta calidad.
- La Estándar LLS-1000 ofrece una luz más brillante y más blanca que las unidades halógenas de 150W.
- La Premium LLS-2000 utiliza un nuevo diseño de alta eficiencia generando un 40% mas de luz (nominal) que la LLS-1000 para las aplicaciones más solicitadas.
- Color temperatura: 6500°K nominal.
- Vida típica del LED: >50.000 horas
- Bajo consumo de energía: 52W nominal.
- Control de intensidad electrónica (PWM) desde 0-100%.
- Versiones disponiblse de torreta con 4 puertos y con puerto único.
- Los puertos estándar son: ACMI, Olympus, Storz y Wolf; otros puertos disponibles.
- Aceptan 100-240V AC, 50/60 Hz de entrada para el funcionamiento en todo el mundo.
- Reglamentos. UL60601-1, CAN/CSA C22.2 No. 601.1, EN60601-1-2; marcado CE.
- Dimensiones: 10,16 cm Ancho X 7,62 cm Alto X 17,78 cm Profundo.
- Peso: 1,14 Kg.

**ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.**



Jericó 10 bis interior - 08035 BARCELONA Telf. 932 541 540 Fax 934 185 140  
Rodríguez San Pedro 41 - 28015 MADRID Telf. 915 433 559 Fax 915 447 578  
APARTADO CORREOS 6.178 - SEVILLA - 41080 Telf. 954 373 156 Fax 954 373 156  
[www.abmedica.es](http://www.abmedica.es) • [www.abmedica.eu](http://www.abmedica.eu) • [www.abmedic.com](http://www.abmedic.com)