

Otoscopio MacroView™



Otoscopio MacroView™ de Welch Allyn. Con el nuevo **Otoscopio MacroView™**, se obtiene una amplia, mejor y más clara visión del oído.

Este otoscopio, de nueva generación, cuenta con un sistema avanzado de óptica que le permite ver casi la totalidad de la membrana timpánica, eliminando, virtualmente, la necesidad de desplazarse para revisar toda la membrana. Además cuenta con un cabezal fácil de enfocar.

El **MacroView™** le ofrece una visión que le permite ver a través del cerumen, localizar fluido detrás del tímpano y hasta realizar exámenes sin sus lentes. Al ofrecerle una amplia, mejor y más clara visión del oído el **MacroView™** le permite hacer los exámenes de todos los días más rápido y eficientemente.

Características Exclusivas


- El doble del campo visual y 30% de acercamiento sobre los otoscopios tradicionales.
- Casi la vista completa de la membrana timpánica.
- Un sistema de iluminación mejorado para mayor claridad y definición de los contornos.
- La capacidad de ajustar el foco para variar la profundidad en el canal auditivo o para miopía.
- Un dispositivo que sujeta los espejuelos y los desecha expulsándolos.
- Puerto de insuflación para otoscopía neumática.
- Puede usar espejuelos desechables o reusables.
- Punta giratoria asegura el espejuelo para que no se caiga.
- Rueda para ajustar el foco y ver diferentes profundidades dentro del canal del oído o para el ojo hipermetrope.

Número de Catálogo

- **WA23820** Otoscopio MacroView™ con iluminador de garganta.
- **WA23810** Otoscopio MacroView™.



MacroView™



Vista de membrana conseguida con MacroView™

Accesorios

- **WA23804** Bulbo insuflador.
- **WA06500** Foco de iluminación (3.5V).
- **WA52432** Especulo de oído desechable infantil.
- **WA52434** Especulo de oído desechable adulto.
- **WA24302** Especulo de oído reusable 2mm.
- **WA24303** Especulo de oído reusable 3mm.
- **WA24304** Especulo de oído reusable 4mm.
- **WA24305** Especulo de oído reusable 5mm.
- **WA24400** Juego de 4 espéculos de oído reusables.



c/Jericó 10 bis int
08035 **BARCELONA**
Telf. 932 541 540 Fax 934 185 140
email: abmedica@abmedic.com

c/Rodríguez San Pedro 41
28015 **MADRID**
Telf. 915 433 559 Fax 915 447 578
email: abmedmad@abmedic.com

<http://www.abmedic.com> :: <http://www.abmedica.es>