

Ve. Comparta. Archive.



## Otoscopio Digital MacroView™ de Welch Allyn

El Otoscopio Digital MacroView de Welch Allyn es una herramienta simple y asequible que le permite visualizar, explicar y guardar imágenes digitales del oído

El Otoscopio Digital MacroView™ le ofrece imágenes claras, fijas y en directo del canal auditivo y de la membrana timpánica, y es una valiosa herramienta para ayudar en el tratamiento y cuidado de los oídos de sus pacientes. Su aprendizaje y empleo son fáciles, el sistema digital MacroView es simple y solo necesita conectarlo para empezar a trabajar, y no requiere la compra adicional de software.

Compruebe cómo el Otoscopio Digital MacroView de Welch Allyn puede beneficiarle:

- > Mejora la interacción con el paciente
- > Le permite guardar imágenes digitales en el historial de un paciente para documentar mejor las conclusiones de su examen
- > Le proporciona la capacidad de compartir las imágenes con otros profesionales como referencia visual descriptiva
- > Le ofrece una excelente ayuda de formación con fines educativos
- > Le ofrece la capacidad de visualizar en detalle los pequeños tubos y los audífonos



\*el mango se vende por separado.  
(Ordenador portátil no incluido.)

**WelchAllyn**®

Advancing Frontline Care™

# El Otoscopio Digital MacroView™ de Welch Allyn

## las prestaciones que usted espera de un otoscopio y más



Cable USB para conexión en su ordenador

Orificio de insuflación para la otoscopia neumática

Rueda de enfoque ajustable para visualizaciones muy precisas

Funciones simples con botones  
> Captar la imagen  
> Girar la imagen  
> Aumentar la imagen

Proceso de imagen digital para fotografías en megapíxeles

Compatible con la gama de fuentes de alimentación de 3,5 V de Welch Allyn

\*el mango se vende por separado

### EL USO DEL OTOSCOPIO DIGITAL MACROVIEW ES TAN FÁCIL COMO 1 – 2 – 3

#### 1 Conectarlo.

Conectar el otoscopio en su ordenador usando el cable USB.

#### 2 Encenderlo.

Colocar el espéculo y encender la luz.

#### 3 Trabajar.

Vea la imagen en directo o capture la imagen.

### Información para Pedidos

23920 Otoscopio Digital MacroView con cable USB de 3 metros y juego de cuatro espéculos reutilizables para oídos

#### Accesorios

23804	Perilla para insuflación	552434-U	Espéculo desechable de 4,25 mm
24400-U	Juego adicional de cuatro espéculos reutilizables	06500-U	Bombilla
24302-U	Espéculo Universal reutilizable de 2,5 mm	23900-10	Cable USB de recambio, 3 metros
24303-U	Espéculo Universal reutilizable de 3,0 mm	71062-A	Mango recargable de Niquel-cadmio y transformador
23404-U	Espéculo Universal reutilizable de 4,0 mm	71062-C	Mango recargable/convertible de Niquel-cadmio y transformador
23405-U	Espéculo Universal reutilizable de 5,0 mm	71902	Mango de Litio-ion, cargador y transformador
24320	SofSeal Punta pequeña de sellado, desechable		
24330	SofSeal Punta mediana de sellado, desechable		
52432-U	Espéculo desechable de 2,75 mm		

Requisitos de sistema: Windows® XP Service Pack 2 o posterior con un puerto USB 2,0 disponible.



Jericó 10 bis interior - 08035 BARCELONA Telf. 932 541 540 Fax 934 185 140  
Rodríguez San Pedro 41 - 28015 MADRID Telf. 915 433 559 Fax 915 447 578  
APARTADO CORREOS 6.178 - SEVILLA - 41080 Telf. 954 373 156 Fax 954 373 156  
www.abmedica.es • www.abmedica.eu • www.abmedic.com

**WelchAllyn®**

Advancing Frontline Care™