

El otoscopio Pocket Junior de Welch Allyn

Un pequeño otoscopio que marca una gran diferencia



El otoscopio Pocket Junior de Welch Allyn es una herramienta de diagnóstico valiosa en cualquier consultorio. Construido con la misma tecnología que el resto de productos de alta calidad de Welch Allyn, proporciona la iluminación necesaria para ayudarle a hacer diagnósticos a un precio asequible. Y con su atractivo diseño y su práctico tamaño, se convertirá rápidamente en una parte importante de su consulta.

Ventajas

- Ligero y compacto
- Iluminación halógena que proporciona una luz más brillante, más blanca y más duradera
- Transmisión de luz de fibra óptica
- Selector de apertura que ofrece seis selecciones
- Puerto de insuflación para el otoscopio neumático
- Baterías AA estándar con cabezales intercambiables para el otoscopio y el oftalmoscopio
- Posibilidad de personalización del patrón de diseño del mango (pedido mínimo de 500 unidades)

Información para pedidos

22840	Otoscopio Pocket Junior completo con mango y baterías AA
22841	Otoscopio Pocket Junior completo con mango, baterías AA y estuche
03400	Lámpara de repuesto
21504	Pera de goma para el insuflador del otoscopio
52432	Espéculos desechables de 2,5 mm
52434	Espéculos desechables de 4 mm

Presentación del oftalmoscopio Pocket Junior de Welch Allyn

Información para pedidos

12850	Oftalmoscopio Pocket Junior completo con mango y baterías AA
12851	Oftalmoscopio Pocket Junior completo con mango, baterías AA y estuche
03900	Lámpara de repuesto



Ventajas

- Ligero y compacto
- Iluminación halógena que proporciona una luz más brillante, más blanca y más duradera
- Óptica hermética que mantiene el instrumento limpio y sin polvo
- Selector de apertura que ofrece seis selecciones
- Lente condensadora de vidrio
- Incluye un filtro para azul cobalto y sin filtro para el rojo
- Baterías AA estándar con cabezales intercambiables para el otoscopio y el oftalmoscopio
- Posibilidad de personalización del patrón de diseño del mango (pedido mínimo de 500 unidades)

WelchAllyn[®]

Advancing Frontline Care[™]

El equipo Poket Junior de Welch Allyn — una combinación ganadora



Ponga a su servicio la potencia, conveniencia y versatilidad de un equipo Pocket Junior de Welch Allyn que integra un otoscopio y un oftalmoscopio en un solo aparato. Este equipo proporcionará las valiosas herramientas de diagnóstico que usted necesita a un precio asequible, y viene en un estuche atractivo pero duradero de fácil transporte.

95001 Equipo completo Pocket Junior - otoscopio con 25 espéculos, oftalmoscopio, 2 mangos, baterías y estuche

Especificaciones para los otoscopios y oftalmoscopios Pocket Junior de Welch Allyn



	Otoscopio	Oftalmoscopio
Iluminación	Halógena	Halógena
Transmisión	Fibra óptica hasta la punta	No disponible
Baterías	2 AA	2 AA
Lente de enfoque	Lente de ángulo ancho extraíble	Lente condensadora de vidrio
Peso con baterías	132 g (4,65 onzas)	129,5 g (4,56 onzas)
Altura	16,33 cm (6,43 pulgadas)	16,02 cm (6,31 pulgadas)
Rango de dioptrías	No disponible	de -25 a +22
Material del mango	Todo de metal	Todo de metal
Puerto de insuflación	Sí	No disponible
Posiciones de abertura	No disponible	6, incluyendo ranura de abertura y fijación
Sellado	No disponible	Sí
Filtros	No disponible	Azul cobalto y sin filtro para el rojo



<http://www.abmedic.com>
<http://www.abmedica.es>

Jericó 10 bis (interior) - 08035 Barcelona
 Telf. 932 541 540 Fax. 934 185 140 abmedica@abmedic.com

Rodriguez San Pedro 41 - 28015 Madrid
 Telf.915 433 559 Fax. 915 447 578 abmedmad@abmedic.com

APTDO. 6.178 - SEVILLA-41080
 Telf. 954 373 156 Fax 954 373 156 abmedsev@abmedic.com