

PM-50

Pulsioxímetro



- **Compacto y ligero**
- **Grabación de datos, apagado y standby automático**
- **Almacena hasta 100 IDs de pacientes y 200 grabaciones**
- **Transferencia de datos a PC o impresora**
- **Funciona con pilas AA alcalinas o baterías recargables**
- **Funcionamiento para pacientes adultos pediátricos**



PM-50

Pulsioxímetro

Especificaciones Técnicas

Descripción

El pulsioxímetro PM-50 ha sido ideado para la medición no invasiva puntual de la saturación de oxígeno funcional de la hemoglobina arterial.

Rango de Pacientes

Adulto, Pediátrico y Neonatal.

SpO₂

Rango 0-100%
Resolución 1%
Precisión (70-100%) ±2% Adulto
±3% Neonatal
sin especificar (0%-69%)
Método Onda de led dual

Ritmo Cardíaco (Pulso)

Rango 25-254ppm
Resolución 1ppm
Precisión ±2ppm

Pantalla

Tipo LCD Retroiluminado
Parámetro SpO₂; PPM; Intensidad de pulso
Estados En espera; Comunicación; Descarga
Información ID Paciente; Indicador de datos almacenados; Batería baja; Error

Dimensiones y Peso

Peso 130g sin baterías
Tamaño 140 x 65 x 31mm

Batería

Tipo 4 pilas alcalinas AA o
4 pilas recargable AA
Duración Aproximadamente 15 horas de funcionamiento continuo

Ambiental

Temp. de funcionamiento 0 a 50°C
Temp. de almacenaje -20 a 60°C
Humedad de funcionamiento 15%HR - 95%HR
Humedad de almacenamiento 10%HR - 95%HR

Clasificación

Tipo de protección Equipo alimentado internamente
Grado de protección BF
Seguridad IEC 60601-1, EN 965, ISO 14971

Memoria

ID de paciente Hasta 100
Datos grabados Hasta 200

Conexiones

Puerto COM RS-232
Software Auxiliar Administración e impresión de datos a través de PC



Sensores



Adulto



Multi-funcional



Neonatal



<http://www.abmedic.com> - <http://www.abmedica.es>

c/ Jericó 10 bis • 08035 Barcelona • Telf. 93 254 15 40 Fax 93 418 51 40 • abmedica@abmedic.com
c/Rodríguez San Pedro 41 • 28015 Madrid • Telf. 915 433 559 Fax 915 447 578 • abmedmad@abmedic.com
APARTADO CORREOS 6.178 - SEVILLA-41080