

## Indicaciones de uso

---

Xr200 es un nuevo producto realizado con un concepto innovador y que una vez más supera los trends y los standards del mercado. De las máximas prestaciones para la ergometría al uso independiente para el control de la frecuencia cardiaca durante el entrenamiento, la integración de diferentes módulos garantizan al usuario la máxima flexibilidad.

## Características Técnicas

---

### Unidad de carga

Freno..... freno magnético controlado por microprocesador  
 Carga ..... 7 -999 Watt, independiente de la velocidad  
 Precisión ..... de acuerdo con DIN VDE 0750-238  
 Intervalo velocidad ..... 30 -130 U/min.  
 Regulación manillar ..... inclinación 360°  
 Regulación altura silla..... mecánica  
 Peso paciente ..... máx. 150 Kg

### Unidad de control

Display/ display paciente ..... giros al minuto, velocidad, tiempo, presión sanguínea, frecuencia cardiaca (LCD)/rpm (LED)  
 Teclado ..... teclado a membrana

### Programa Stress Test

Definido por el usuario ..... 10  
 Programas predefinidos..... 5  
 Variación manual de la carga .... standard

### Programa de entrenamiento

Control frecuencia cardiaca ..... *opcional* (receptor Polar)  
 Test fitness predefinido..... *opcional*

### Opciones

Presión sanguínea automática *opcional*

### Control

Digital (RS-232) ..... standard  
 analógica (load) ..... standard  
 control remoto ..... standard

### Varios

Dimensiones (L x W x H) 90 cm x 46 cm x 133 cm  
 Peso ..... 61 kg  
 Alimentación eléctrica ..... 90-265 V /50-60 Hz /80 VA máx.





Jericó 10 bis interior - 08035 BARCELONA Telf. 932 541 540 Fax 934 185 140  
 Rodríguez San Pedro 41 - 28015 MADRID Telf. 915 433 559 Fax 915 447 578  
 APARTADO CORREOS 6.178 - SEVILLA - 41080 Telf. 954 373 156 Fax 954 373 156  
 www.abmedica.es • www.abmedica.eu • www.abmedic.com