



## SISTEMA DE MONITORIZACIÓN



- Sistema de monitorización del ECG basado en PC hasta 8 pacientes
- Adecuado para los entorno de UCC o rehabilitación
- Informes fácilmente comprensivos de la actividad del paciente
- Compatible con la base de datos del PC-ECG-1200
- Sin pérdida de calidad en la señal de ECG incluso con largas distancias entre el paciente y el HUB.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Resolución de calidad de diagnóstico 500 m/seg 12 bit
- Frecuencia banda pasante 0,05-150 Hz
- Filtros 50/60 Hz, línea base, EMG.
- Protegido contra potenciales de desfibrilación de hasta 400 joules
- Transferencia de datos digital entre el registrador de paciente y el HUB
- Puerto de comunicación RS232 u opcional RS422 entre el HUB y el PC.