



fetaTRACK 120



- Unidad ligera con transductor incluido
- Transductor de fácil limpieza
- Alta calidad de sonido
- Led indicador de batería baja
- Circuito ahorrador de batería.
- Construido en material de alta calidad para unos óptimos resultados

El **Fetatrack 120** es el instrumento básico para la detección fetal de corazón, es pequeño, ligero y contiene una sonda de alta sensibilidad **Doppler**. La sonda fetal de **2MHz**, es ideal para el uso por un Médico General o la Comadrona para la rutina de detección fetal antenatal.

Las señales de audio del corazón son proporcionadas al usuario vía sonda de detección fetal o auriculares opcionales con nivel de volumen de salida controlado mediante una rueda giratoria.

Las señales fetales se localizan fácilmente utilizando el transductor estrecho y ligero, el cual minimiza los artefactos del ruido, mientras interpreta la señal.

La unidad utiliza una batería **9V** uniforme que proporciona, aproximadamente 9 horas de uso. El **Fetatrack 120** cumple todos los estándares actuales de **CEE** para el equipo médico.

ULTRA SONIDO

Frecuencia	2 MHz de onda continua
Transductor	2 cristales estrechos
Corriente de salida	<10mW/cm ² SATA
Respuesta de Audio	300Hz - 1 KHz

UNIDAD DE CONTROL

Teclas	2 puesta en marcha y apagado
Controles	Volumen por rotación
Indicadores	Led de batería baja

ALIMENTACIÓN

Batería	MN1604 (PP3) 9V Alcalina Manganeso
---------	------------------------------------

Duración media de la batería

aprox.>9 horas de utilización

CONECTORES

Auriculares	Salida de audio opcional
Cinta/Velocidad	Salida de audio para grabadora de cinta
Salida de velocidad	Análogica

CHASIS

Material	ABS
Medida	150mm por 75mm
Peso	Menos de 295g

SEGURIDAD

Clasificación Clase 1 Tipo B - IEC 60601



Jericó 10 bis interior,
08035 **BARCELONA**
Telf. 932 541 540
Fax 934 185 140
abmedica@abmedic.com
[http:// www.abmedic.com](http://www.abmedic.com)

Rodriguez San Pedro 41,
28015 **MADRID**
Telf. 915 433 559
Fax 915 447 578
abmedmad@abmedic.com
[http:// www.abmedica.es](http://www.abmedica.es)

fetaTRACK 120 Plus



- Unidad ligera y transductor
- Probada tecnología de detección fetal
- Transductor de fácil limpieza
- Software de correlación FHR (ritmo de cardíaco fetal)
- Pantalla LCD
- Conexión RS232
- Alta calidad de sonido
- Construido en material de alta calidad.

El **Fetatrack 120 Plus** es un doppler de bolsillo, pequeño, ligero y de alta sensibilidad; con una precisa detección fetal del corazón. La sonda fetal de **2MHz**, es ideal para el uso por un Médico General o la Comadrona para la rutina de detección fetal antenatal y monitorización del ritmo cardíaco fetal.

El ritmo cardíaco fetal se presenta en su gran pantalla de **LCD** con la señal de audio presentada por el altavoz o por los auriculares opcionales con salida del audio controlada por la rueda de volumen. Los trazos del ritmo cardíaco fetal, pueden captarse por la salida serie y interpretarse con el software **ULTRACE 2 PC**, opcional.

Las señales fetales se localizan fácilmente utilizando el transductor estrecho y ligero, el cual minimiza los artefactos del ruido, mientras interpreta la señal. La sonda, contiene un control adicional de paro/puesta en marcha facilitando su uso. La unidad utiliza una batería **9V** uniforme que proporciona, aproximadamente 6 horas de uso.

El **Fetatrack120 Plus** cumple todos los estándares actuales de **CEE** para el equipo médico.

ULTRA SONIDO

Frecuencia	2 MHz de onda continua
Transductor	2 cristales estrechos
Corriente de salida	<10mW/cm ² SATA
Respuesta de Audio	300Hz - 1 KHz

UNIDAD DE CONTROL

Teclas	2 puesta en marcha y apagado
Controles	Volumen por rotación
Indicadores	
	Led de batería baja
	3 dígitos de Frecuencia Cardíaca Fetal
	Icono de Frecuencia Cardíaca Fetal

ALIMENTACIÓN

Batería MN1604 (PP3) 9V Alcalina Manganeso
Duración media

CONECTORES

Auriculares	Salida de audio opcional
Serie Interface	RS232 para el software UltraTrace 2 opcional

CHASIS

Material	ABS
Medida	150mm por 75mm
Peso	Menos de 295g

SEGURIDAD

Clasificación Clase 1 Tipo B - IEC 60601



Jericó 10 bis interior,
08035 **BARCELONA**
Telf. 932541540
Fax 934185140
abmedica@abmedic.com
[http:// www.abmedic.com](http://www.abmedic.com)

Rodríguez San Pedro 41,
28015 **MADRID**
Telf. 915 433 559
Fax 915 447 578
abmedmad@abmedic.com
[http:// www.abmedica.es](http://www.abmedica.es)

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso