

ABPM 6100

Sofisticado ABMP, con un simple botón

Estudios clínicos indican que al menos el 25% de los pacientes hipertensos no son diagnosticados como tales en la lecturas de comprobación en la consulta. Cuando los pacientes son tratados como hipertensos no siempre responden correctamente al tratamiento que se le suministra. El nuevo ABPM 6100 es un sistema que permite la monitorización del paciente de una manera confortable para el mismo.



- Simple manejo gracias al único botón.
- Ligero e indetectable, el equipo es casi imperceptible para el paciente.
- Diseño silencioso, gracias al mismo no produce el molesto sonido de inflación de los equipos de la competencia.
- Ahorra tiempo de puesta en marcha, gracias a su sencilla puesta en marcha.
- 100% libre de látex, reduce el riesgo de reacciones alérgicas.
- Garantía de dos años.

ABPM 6100

DATOS TÉCNICOS

Especificaciones generales
Baterías Dos de 1,5V tipo AA
Dimensiones 124 x 70 x 33 mm
Peso 270 g (incluyendo baterías)
Técnica oscilométrica con paso de deflección

MEMORIA

Baterías alcalinas por encima de 250 lecturas
Baterías NiMH por encima de 110 lecturas

RANGO DE MEDIDA

Sistólica 60 a 250 mmHg
Diastólica 25 a 200 mmHg
Máximo inflado 270 mmHg
Ritmo cardíaco 40 a 200 ppm

AMBIENTE DE UTILIZACIÓN

Temperatura 0°C a 50 °C
Humedad 20% a 95% no condensada

AMBIENTE DE ALMACENAJE
Temperatura -20°C a 70°C
Humedad 15% a 95% no condensada
Altitud -170 m a 1700 m

INFORMACIÓN DE MEDICIÓN

Precisión ± 3 mmHg o 2 % de lectura
Calibración 1 vez al año

INTERVALOS DE MEDICIÓN

Períodos de tiempo por encima de cuatro (programable)
Intervalos 5 a 120 minutos

STANDARDS INTERNACIONALES

EN 60601-1. EN-60601-2-30. EN 60601-1-2 (EMC). EN 1060-1. EN 1060-3. AAMI SP 10 ES1 Categoría C (alimentación a baterías)

Requisitos del sistema

SISTEMA MÍNIMO

100% IBM Compatible
33 Mhz PROCESADOR 486 dx
16 Mb Ram
Windows 95
Puerto serie
30 Mb libres de espacio de disco
CD-Rom

SISTEMA RECOMENDADO

100% IBM Compatible
Pentium 133 Mhz
32 Mb Ram
Windows 98
Puerto serie
30 Mb libres de espacio de disco
CD-Rom

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

6100-210 ABPM 6100 Sistema de monitorización con software multilinguaje
6100-210R ABPM 6100 Sistema de monitorización con software multilinguaje, y baterías recargables.
6100-200E ABPM 6100 Sistema de monitorización sin software ni estuche
5100-42E Diario de pacientes (50 unidades)
5100-44 Electrodo, anclajes de manguitos (50 unidades)

ABPM 6100 MANGUITOS – ACCESORIOS

6100-10 ABPM 6100 manguito, niño (160-218 mm)
6100-11 ABPM 6100 manguito, adulto pequeño (211-266 mm)
6100-12 ABPM 6100 manguito, adulto (254-343 mm)
6100-13 ABPM 6100 manguito, adulto plus (270-420 mm)
6100-14 ABPM 6100 manguito, adulto grande (343-482 mm)



Jerico 10 bis interior • 08035 BARCELONA Telf. 932541540 Fax 934185140
Rodríguez San Pedro 41 • 28015 MADRID Telf. 915 433 559 Fax 915 447 578

■■■■■■■■■■ <http://www.abmedic.com> • e-mail: abmedica@abmedic.com ■■■■■■■■■■