

OSZ 3 easy



Unidad automática de muñeca para la medición de la presión arterial.

Sistema oscilométrico. Un algoritmo especialmente desarrollado para el software garantiza una absoluta exactitud a la hora de determinar el valor sistólico y diastólico de la presión arterial. Indicación digital de la frecuencia del pulso y de la presión arterial. Certificación CE. La caja de plástico sirve también como apoyo ergonómico para el brazo. Presionando un botón se activa automáticamente el proceso de medición. Basta colocarse el manguito, activar el botón "Start" y éste se infla. Indicación automática de fallos y control de pila mediante símbolos comprensibles. Cambio de pilas sencillo. Se ajusta a cualquier tamaño de muñeca. Alta calidad de fabricación. Fácil de limpiar.

Presión manguito: 30 - 280 mmHg. Indicación del pulso: 40 - 199 pulso/min. Peso: 150 gramos (con pilas). Manguito: para muñecas cuyo tamaño oscile entre 14,5 y 19,5 cm. Pila: 2 pilas alcalinas "AA". 2 años de garantía total.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso:	465 gramos con las baterías
Dimensiones:	125 x 155 x 80 mm
Temperatura de alcanzamiento:	-5° a +50°C
Humedad:	15% a 85% de humedad relativa como máximo
Temperatura de funcionamiento:	10° a 40°C
Pantalla:	Pantalla LCD (display de cristal líquido)
Método de medición:	Oscilométrico
Sensor de presión:	Capacitivo
Alcance de medición:	
SYS/CIA:	30 a 280 mmHg
pulso:	40 a 200 por minuto
Límites de indicación de la presión de la muñequera:	0-299 mmHg
Memoria:	Almacenamiento automático del último valor medido
Resolución de las medidas:	1 mmHg
Exactitud:	
presión:	±3 mmHg
pulso:	±5% de la lectura
Alimentación eléctrica:	a) 4 baterías dim. AA, 1,5 V. b) alimentador para corriente 6V DC 600mA (voltaje 4,5V DC a 6V DC)
Accesorios:	Brazaletes para adultos modelo ACMNP-1 para brazos de circunferencia 32-42cm Transformador de tensión CA, 6V DC, 600mA

(A reserva de modificaciones técnicas y de color)

www.abmedic.com - www.abmedica.es - www.abmedica.eu
c/Jericó, 10 Bis 08035 BARCELONA Telf. 93 254 15040 Fax. 93 418 51 40
e-mail: abmedica@abmedic.com
c/Rodríguez San Pedro, 41 28015 MADRID Telf. 91 543 35 59 - 549 77 55 Fax. 91 544 75 78
e-mail: abmedmad@abmedic.com
APARTADO CORREOS 6.178 - 41080 - SEVILLA Telf. 95 437 31 56 Fax. 95 437 31 56
e-mail: abmedsev@abmedic.com



OSZ 5 easy



Sistema automático para la medición de la presión arterial.

Sistema oscilométrico. Un algoritmo especialmente desarrollado para el software garantiza una absoluta exactitud a la hora de determinar el valor sistólico y diastólico de la presión arterial. Indicación digital de la frecuencia del pulso y de la presión arterial. Certificación CE. Presionando un botón se activa automáticamente el proceso de medición. Basta colocarse el manguito, activar el botón "Start" y éste se infla. Indicación automática de fallos y control de pila mediante símbolos comprensibles. Cambio de pilas fácil, seguro y cómodo gracias a su compartimiento destapable ya patentado. Moderno diseño, con manguito con cierre de velcro tensable de elevada calidad y un estuche con cremallera muy práctico. Manguito: manguito especial, exento de látex, con cierre de velcro tensable.

Presión manguito: 30 - 280 mmHg.

Indicación del pulso: 40 - 200 pulso/min. 2 años de garantía total.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso:	150 g (con pilas y muñequera)
Dimensiones:	84 x 82 x 70 mm (incluyendo la muñequera)
Temperatura de alcanzamiento:	-5° a +50°C
Humedad:	15% a 85% de humedad relativa como máximo
Temperatura de funcionamiento:	10° a 40°C
Pantalla:	Pantalla LCD (display de cristal líquido)
Método de medición:	Oscilométrico
Sensor de presión:	Capacitivo
Intervalo de medición:	
SYS/DIA:	30 a 280 mmHg
pulso:	40 a 200 por minuto
Límites de indicación de la presión de la muñequera:	0-299 mmHg
Memoria:	Almacenamiento automático de las 30 últimas mediciones
Resolución de las medidas:	1 mmHg
Exactitud:	
presión:	±3 mmHg
pulso:	±5 % de la lectura
Fuente de energía:	2 células secas (pilas) UM-4, tamaño AAA 1,5V
Accesorios:	Estuche de protección

(Reservado el derecho a cambios técnicos y de color)

www.abmedic.com - www.abmedica.es - www.abmedica.eu
c/Jericó, 10 Bis 08035 BARCELONA Tel. 93 254 15040 Fax. 93 418 51 40
e-mail: abmedica@abmedic.com
c/Rodríguez San Pedro, 41 28015 MADRID Telf. 91 543 35 59 - 549 77 55 Fax. 91 544 75 78
e-mail: abmedmad@abmedic.com
APARTADO CORREOS 6.178 - 41080 - SEVILLA Telf. 95 437 31 56 Fax. 95 437 31 56
e-mail: abmedsev@abmedic.com

