

# DIASYS

INTEGRA *Access*



tamaño real

## EL ABPM DE USO DIARIO

# CUANDO LA **SIMPLICIDAD** SIGNIFICA **ALTO RENDIMIENTO**

## **Innovador Registrador Compacto**

Alta tecnología, con menos de 200 g. de peso, el Diasys Integra Access garantiza la comodidad del paciente y su conformidad.



## **Mínimo coste de funcionamiento**

Usando la tecnología más avanzada, la combinación de baterías recargables de alta capacidad con un desarrollado cargador especial ultrarrápido, asegura una facilidad de uso y un mínimo coste para su funcionamiento.



**SIMPLE  
& AGRADABLE  
AL USUARIO**

## **Una interfaz universal e intuitiva**


Para ayudarle a ahorrar tiempo, Novacor ha desarrollado un manejo fácil y una interfaz de software intuitiva. Disponible para Windows™ y Mac™, el nuevo software DiasySoft no es solamente compatible con la gama completa de grabadoras Diasys, sino que también, permite la integración con bases de datos de otras marcas de grabadoras. Su estructura modular le permite beneficiarse de las funciones de diferentes programas informáticos según sus necesidades.

## **Fácil de usar, incluso sin PC**

Cuando se utiliza como un dispositivo independiente, tan sólo dos teclas son necesarias para acceder a los menús de programación, mientras que con la función "Plug & Print" la impresión directa es muy fácil.



medica s.a.




Clarificante pantalla que permite un rápido análisis de los resultados.

Se programa fácilmente para adaptarse a los requisitos de cada paciente.


Potente base de datos que asegura un fácil manejo de los archivos de pacientes.



El análisis multicriterio se realiza fácilmente gracias a su eficaz herramienta de búsqueda.



Configuración de informes flexible




# EFICIENCIA & ALTO RENDIMIENTO

## FUNCIONES AVANZADAS

Evaluación Objetiva de los períodos de vigilia y de descanso mediante la integración del sensor de posición, para un análisis más preciso del tiempo entre el día y la noche.



Transmisión de los datos de los procesos mediante una conexión muy simple, entre la grabadora y un módem/e-mail.



Evaluación del tratamiento farmacológico fácil de diagnosticar, a través de una visualización simultánea de varios procedimientos.



## UN SISTEMA COMPLETO

**Una completa gama de accesorios especialmente diseñados para el Diasys Integra Access para garantizar un rendimiento óptimo.**

### DIASYS INTEGRA ACCESS

#### Especificaciones Técnicas

Longitud	93 m
Ancho	63 mm
Altura	27 mm
Peso con batería	aprox. 195 g
Temp. de funcionamiento	0 °C - +50 °C
Duración de la grabación	48 h. max
Número de mediciones	200 max

### CARGA

#### Especificaciones Técnicas

Diámetro	88 mm
Altura	34 mm
Peso con batería	aprox. 195 g
Temp. de funcionamiento	0 °C - +50 °C

### DIASYS INTEGRA ACCESS

#### Grabadora y accesorios

Diasys Integra Access	DAC-0001-00
Batería	ACC-0750-00
Cargador	CHG-0001-00
Impresora	De acuerdo con modelo
Cable impresora Diasys	ACC-0153-00
Cable módem Diasys	ACC-0154-00
Llave puerto paralelo, DiasySoft PC	LOG-0100-00
Llave puerto USB, DiasySoft PC	LOG-0100-04
Cable Diasys-PC	ACC-0150-00
DiasySoft Mac	LOG-0100-02
Cable Diasys-Mac	ACC-0151-00
Manual Diasys Integra Access	ACM-0104-00
Manguito adultos estándar (incl. cámara de aire)	ACC-0203-00
Manguito tamaño grande estándar (incl. cámara de aire)	ACC-0204-00
Parches adhesivos estabilizadores de aleta	ACC-0600-00
Bolsa de protección para la unidad	ACC-0502-00
Manguito protector adulto único uso	ACC-0450-00

  
**NOVACOR**

  
ab  
medica sa

Jericó 10 bis interior • 08035 BARCELONA • Telf. 932 541 540 Fax 934 185 140  
Rodríguez San Pedro 41 • 28015 MADRID • Telf. 915 433 559 Fax 915 447 578  
APARTADO CORREOS 6.178 • SEVILLA 41080 • Telf. 954 373 156 Fax 954 373  
**www.abmedic.com - www.abmedica.es - www.abmedica.eu**

