



Simple  
Precisa  
Higiénica

# FlowMir

Innovadora  
e única

La primera turbina deseable del mundo  
para la medición de la respiración



Medición de la respiración sin rival  
Alta precisión e higiene 100% garantizada

La nueva turbina desechable puede utilizarse en adultos y niños y es una alternativa a la costosa turbina reusable. Puede realizar una sesión completa de espirometría, incluyendo un test bronquial, con un único FlowMir.



Patente  
internacional  
pendiente



Quality Instruments



0476

FDA

Aprobado

ATS

Standards

ISO

9001-2000

ISO

13485

# FlowMir

La primera turbina deseable del mundo para la medición de la respiración



FlowMir es conforme al estándar de espirometría ATS

## Siempre precisa

El correcto funcionamiento no se ve afectado por las siguientes condiciones ambientales:

- Temperatura
- Humedad
- Presión




## Máxima higiene

**FlowMir** reemplaza la necesidad de filtro antibacteria con un coste reducido

- Empaquetado higiénicamente e una habitación limpia
- Empaquetado individualmente
- Elimina el tiempo de personal en la limpieza

## Cada una probada individualmente

Diseñada para ser utilizada con espirómetros MIR, **FlowMir** también está calibrada y probada en fábrica utilizando sofisticados instrumentos



### Precisión de volumen

± 3% ó 50 mL

### Precisión de turbina

± 5% ó 200 mL/s

[www.spirometry.com](http://www.spirometry.com)



Jericó 10 bis interior • 08035 BARCELONA • Telf. 932 541 540 Fax 934 185 140  
Rodríguez San Pedro 41 • 28015 MADRID • Telf. 915 433 559 Fax 915 447 578  
APARTADO CORREOS 6.178 • SEVILLA 41080 • Telf. 954 373 156 Fax 954 373  
[www.abmedic.com](http://www.abmedic.com) - [www.abmedica.es](http://www.abmedica.es) - [www.abmedica.eu](http://www.abmedica.eu)

**MIR - Medical International Research**  
Via del Maggiolino, 125 - 00155 Roma (Italy)

Tel. +39 06.22754777 - Fax. +39 06.22754785

[www.spirometry.com](http://www.spirometry.com)

[mir@spirometry.com](mailto:mir@spirometry.com)