



spirobank® II

Spirobank II define lo que puede hacer un minilaboratorio

Software incluido

Único en el mundo. Todo en uno.

- Espirómetro capaz de almacenar 6.000 pruebas.
- Oxímetro con memoria para 1.000 horas de registro.
- Manejo directamente en el dispositivo o via PC online.
- Identificación de paciente por nombre o por código de id.
- USB, RS232, Bluetooth y módem acústico inalámbrico.



Diagnóstico en remoto vía web, también con conexión Bluetooth®



Opción
Telemedicina



Opción
SpO2



Software incluido



Quality Instruments

CE

0476

FDA

Aprobado

ATS-ERS

Standards

ISO

9001-2000

ISO

13485

spirobank® II

Spirobank II define lo que puede hacer un minilaboratorio



El más potente, el más simple

Características de espirometría

FVC, VC, IVC, MVV, PRE-POST BD

Grabación automática de los 3 mejores intentos

Sensor interno de temperatura para BTPS automático

Test de interpretación de espirometría avanzado

Estimación de edad pulmonar

Opción SpO2

Detección de desorden del sueño con grabación de eventos

Test de paseo de 6 minutos con aviso acústico de cansancio, camino y recuperación

Parámetros directamente mostrados en la pantalla (min, max, media SpO2 y ritmo de pulso, Δ Índice, T90, T89, T88, T5, ODI, NOD, Area de desaturación etc.), estas funciones innovadoras hacen de él un oxímetro único en el mercado



Dos medidores de flujo a elegir

Turbina FlowMir desechable para un único paciente

- Alta precisión
- Fácil de sustituir
- Económica
- Diseñada para usar con los espirómetros MIR
- Comprobada y calibrada en fábrica
- Disponible en cajas de 100 unidades
- Higiene 100% garantizada
- Sin mantenimiento - Sin filtro - Sin problemas



Patente exclusiva MIR

Turbina reusable para usos prolongados

- Precisión en las mediciones
- Fiabilidad en el tiempo
- Fácil de limpiar e higienizar



Las turbinas MIR tanto si son “reusables” como “desechables” son conformes a los estrictos standards ATS/ERS



Software para PC winspiroPRO

Programa Espirómetro

- Curvas Flujo/Volúmen y Volúmen/tiempo
- PRE-POST comparación broncodilatadora
- Curva dosis respuesta del FEV1
- Sistema de incentivo pediátrico exclusivo
- Prueba de interpretación de espirometría avanzada
- Varios conjuntos de valores predictivos
- Integración con el Registro Médico Electrónico
- Los datos y gráficos exportables también vía e-mail

Programa oxímetro

- PC en línea con la tendencia de SpO2 y la frecuencia del pulso
- Análisis de eventos de desaturación
- Posibilidad de modificar los datos registrados (inicio/fin de la fase de prueba en marcha, artefactos, etc)
- Uno de los elementos más distintivos del **spirobank®II** es la impresión "especializada y detallada" en color, la cual facilita la lectura y la interpretación del diagnóstico

Unidad base spirobank®II

Especificaciones técnicas

- Sensor Temperatura: semiconductor (0°- 45° C)
- Sensor Flujo: turbina digital bidireccional
- Máximo Volúmen ± 10 L
- Medición Flujo: ± 16 L/s
- Precisión Volúmen: ± 3% o bien 50 mL
- Precisión Flujo: ± 5% o bien 200 mL/s
- Resistencia dinámica a 12 L/s <0,5 cmH2O/L/s
- Tipo de pantalla: gráfica LCD - FSTN
- Resolución de la pantalla: 128 x 64 píxels,
- Teclado: de membrana, 6 teclas
- Conectividad: USB, Bluetooth®, RS232, módem wireless interno (para aplicaciones de telemedicina)
- Alimentación: 4 Pilas alcalinas tipo AAA 1,5 V
- Dimensiones: 60 x 145 x 30 mm
- Peso: 180 gramos (pila incluida)

Parámetros medidos

FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV3, FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FET, Vext, Edad pulmonar, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC%, PIF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, MVV

Opciones disponibles

- Software para **winspiroPRO NET** (red de datos)
- Sensor SpO2 de dedo reusable, adultos
- Sensor SpO2 de dedo desechable, adultos
- Sensor SpO2 de dedo reusable, pediátrico
- Sensor SpO2 desechable para neonatos
- Sensor SpO2 para oreja
- Cable de prolongación para sensor SpO2

Opción SpO2

Especificaciones técnicas

Medición SPO2: 0 - 99%
 Precisión SpO2: ± 2% entre 70-99% SpO2
 Rango ritmo de pulso: 30-254 ppm
 Precisión ritmo de pulso: ± 2 ppm ó 2%

Parámetros medidos

Básico: SpO2 [Línea base, Min, Max, Media], Frecuencia de pulso [Línea base, Min, Max, Media], T90 [SpO2<90%], T89 [SpO2<89%], T88 [SpO2<88%], T5 [ΔSpO2>5%], Índice Δ [12s], Eventos SpO2, Eventos frecuencia de pulso [Bradicardia, Taquicardia]
Test de 6 Minutos en Marcha: TΔ2 [SpO2≥2%], TΔ4 [ΔSpO2≥4%], Tiempo de registro, Tiempo [Reposo, Marcha, Recuperación], Recorrido en marcha, Distancia Predictiva [Min, Standard], Area/Distancia Desaturación, Borg Disnea [Línea base, Final, Cambio], Borg Fatiga [Línea base, Final, Cambio]
Test de sueño: Eventos Desaturación, Índice Desaturación (ODI), Desaturación [Valor, Duración, Nadir], ΔSpO2 [Caída Min, Caída Max], Variaciones de Pulso, Índice Frecuencia de Pulso, NOD 89 [SpO2<89%; >5 min], NOD 4 [SpO2 Línea base-4%; >5 min], NOD 90 [SpO2<90%; Nadir <86%; >5 min]

Dotación estándar incluye

- Unidad base **spirobank®II**
- Cable USB
- 1 turbina desechable
- Bolsa de transporte
- Pinza de nariz
- 4 Pilas alcalinas
- CD con software **winspiroPRO** para PC



Jericó 10 bis interior • 08035 BARCELONA • Telf. 932 541 540 Fax 934 185 140
 Rodríguez San Pedro 41 • 28015 MADRID • Telf. 915 433 559 Fax 915 447 578
 APARTADO CORREOS 6.178 • SEVILLA 41080 • Telf. 954 373 156 Fax 954 373
www.abmedic.com - www.abmedica.es - www.abmedica.eu

MIR - Medical International Research
 Via del Maggiolino, 125 - 00155 Roma (Italy)
 Tel. +39 06.22754777 - Fax. +39 06.22754785
www.spirometry.com
mir@spirometry.com